



MANQUI NIÑO MULTIFUNCIONAL DE ENFERMERIA AVANZADO

MEDICAL TECHNOLOGY lanza en el mercado el MANQUI NIÑO MULTIFUNCIONAL DE ENFERMERIA AVANZADO CODIGOL.- MET-PS3330 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

Observación de la pupila.

Pupila LCDEs CSTN pseudo-color, color 65k, RGB. El rango de diámetro es de 1-9mm.

Estados pupila: normal, midriasis y miosis, etc.

2. Operaciones de cuidado de niños:

Ejercicio de vendaje de cuerpo completo, baño, cambio de ropa, peinado del cabello, lavado de ojos y administración, Gotas otic y riego, cuidado de la cavidad bucal, recolección de sangre de prueba de dedo y TB

3. Administración de vías aéreas:

Boca, nariz, lengua, goma de mascar, faringe, laringe, esófago, epiglottis, traquea y anillo traqueal realistas, Puede practicar intubación traqueal, succión de esputo, inhalación de oxígeno, etc.

Código: MET-PS3330



MANQUI NIÑO
MULTIFUNCIONAL
DE ENFERMERIA
AVANZADO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx