



MANIQUÍES DE RCP BASIC BUDDY ADULTO 10 PZ

SIMULADORES MEDICOS MET lanza en el mercado el MANIQUÍES DE RCP BASIC BUDDY ADULTO 10 PZ CÓDIGO. BB-10A MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

Este maniquí ofrece una manera realista y asequible de proporcionar a cada estudiante su propio maniquí de RCP. El sistema de una sola pieza, desechable pulmón/ boca de protección lo hace sanitario, no hay riesgo de contaminación cruzada y no hay necesidad de desinfectar los maniquíes después de su uso. La vía aérea se abre usando el método de inclinación de la cabeza / elevación de la barbilla, y hay un aumento visible del pecho cuando se ventila. El proceso de xifoides proporciona un punto de referencia anatómico para la colocación de la mano y las compresiones.



Código: BB-10A



MANIQUÍES DE
RCP BASIC BUDDY
ADULTO 10 PZ

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx