



MESA DE ESTABILIDAD BIPEDESTADOR

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo MESA DE ESTABILIDAD BIPEDESTADOR que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes

- Madera de primera calidad
- Plataforma ajustable para los pies
- Soporte acolchonado en las rodillas y soportes de cadera, ambos de altura ajustable
- Superficie de la charola de trabajo: 25 x 66 cm
- Superficie de trabajo y base: 76 x 76 cm
- Altura de la mesa desde el piso: 86 a 134 cm



MESA DE ESTABILIDAD BIPEDESTADOR

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx