



MEDICAL
TECHNOLOGY

MESA DE EXPLORACIÓN MEDICAL SIMULATOR

TIENDA DE EQUIPO MEDICO lanza en el mercado el MESA DE EXPLORACIÓN CODIGO. MET-me01 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

Medidas generales: 185 x 58 x 85 cms. Gabinete: Construido en lamina de acero cal. 22 pintado al horno color arena. Zoclo: Lamina de acero cal. 22. pintado al horno color negro. Dos puertas abatibles a los extremos. Plancha: acojinada dividida en tres secciones, respaldo de posiciones mediante Sistema manual de cremallera. asiento con sangrera, piecera de posiciones mediante sistema manual de cremallera. La mesa incluye: Estribo fijo cubierto de hule natural de 3mm Papeleta retráctil Pierneras de plástico con fijación mediante perilla. Charola recolectora de fluidos. Instalación eléctrica de 1 contacto.



Código: MET-me01



MEDICAL
TECHNOLOGY

MESA DE
EXPLORACIÓN
MEDICAL
SIMULATOR

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx