



MESA DE EXPLORACION ELECTRICA MOD. 224 MIST

Tienda de Equipo Médico presenta MESA DE EXPLORACION ELECTRICA MOD. 224 MIST que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Los sillones de examen Ritter Barrier-Free de Midmark se ajustan en altura de 18 a 37 pulgadas, lo que mejora la accesibilidad al sillón de examen y reduce la probabilidad de lesiones en el personal.
- Longitud con el reposapiés extendido: 76 pulg. (182,9 cm).
- Capacidad de peso del paciente: 400 libras (181,4 kg).
- Portarrollos (oculto): acepta rollos de papel de 21 pulg. x 3,5 pulg. (53,3 cm x 8,9 cm).
- Tomacorriente: (115 VCA 5 amp máx.), tomacorriente doble clasificado para hospitales en el lado izquierdo.
- Los estribos son estándar.
- Sistema eléctrico - Ritter 223: 115 VCA, 50/60 Hz, 12 amp (con tomacorriente - 015) 115 VCA, 50/60 Hz, 12,5 amp (con calentador y tomacorriente - 016).



MESA DE EXPLORACION ELECTRICA MOD. 224 MIST

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx