



MESA EXPLORACIÓN NOVUS CLASE G

Tienda de Equipo Médico presenta MESA EXPLORACIÓN NOVUS CLASE G que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Mesa de exploración con amplio gabinete con acceso por medio de dos puertas abatibles.
- Mesa de la clase básica de la marca, que cubre las necesidades para consulta general.
- Alta resistencia y confort para el paciente.
- Diseño de gabinete construido en lamina calibre 22 recubierto con pintura horneada electrostática en polvo. Amplio gabinete con dos puertas deslizables a través de rieles de aluminio natural.
- Dos jaladeras plásticas color negro que permiten manipular fácilmente la apertura de la puerta.
- Sistema de toma corriente con tierra física con cable de 2.5 metros.
- Tres partes acojinadas respaldo, asiento y piecera.
- Forrado de vinil lavable impermeable ;liso y resistente.
- El respaldo puede tomar posiciones desde 30 hasta 60 grados por medio de una horquilla esmaltada.



MESA EXPLORACIÓN NOVUS CLASE G