



## MESA DE EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA

Tienda de Equipo Médico presenta MESA DE EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Estilo de dibujos animados de coche azul, encantador y amigable, atrae la atención de los niños.
- Sábana desechable, reduce las posibilidades de infección cruzada.
- Estructura de madera, de dos secciones, equipada con colchón de esponja suave, funda de PU, impermeable, de fácil limpieza, resistente al desgaste,
- Sin látex, use pintura ambiental a base de agua, placa verde E0, seguridad verde, seguridad de ángulo redondo



## MESA DE EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)