



MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA DE GABINETE

Tienda de Equipo Médico presenta MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA DE GABINETE que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Fabricada en lamina calibre 24 esmaltada.
- Cubierta dividida en dos secciones (asiento y piecera).
- Tapiz con bastidor de madera maciza forrado en vinil.
- Dos puertas inferiores abatibles con medidas de; 32 cm ancho X 41 cm altura \pm 1 cm.
- Piecera con sistema de cremallera para ajuste de altura. Estadimetro de barra graduada hasta 110 centímetros.



MESA DE EXPLORACION PEDIATRICA DE GABINETE

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx