



MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL (INCLUYE PIERNERAS Y BALLONETAS)

Tienda de Equipo Médico presenta MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL (INCLUYE PIERNERAS Y BALLONETAS) que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Cajón despachador de papel, de lámina de acero.
- Colchón de hule espuma de poliuretano forrado de tapiz plástico.
- Cubierta rígida de lámina de acero, dividida en tres secciones; el respaldo y la piecera abatibles por medio de cremallera, acabado en pintura.
- Estructura de perfil cuadrado de lámina de acero.
- Pierneras y portapierneras.
- Regatones ajustables de aluminio.
- Repisa auxiliar deslizable de lámina de acero.



MESA DE EXPLORACIÓN UNIVERSAL (INCLUYE PIERNERAS Y BALLONETAS)

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx