



MESA DE INCLINACIÓN ELÉCTRICA

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo la MESA DE INCLINACIÓN ELÉCTRICA MARCA MEDICAL SIMULATOR que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Mesa de inclinación eléctrica fabricada en perfil tubular de 1 ¼, calibre 16, acabado en pintura electrostática horneada, acojinada en relleno de hule espuma aglomerado de 2 cm de espesor tapizada en vinil
- Inclinación de 0 a 90 grados, con sistema electrónico de posiciones, con soporte inferior de apoyo
- 4 ruedas con freno, motor de velocidad, variable con al menos 2 tipos de desplazamiento
- Rápido y lento, libertad para sujeción circundante toraxica, pélvica y rodilla
- Dimensiones: 70 cm de ancho x 180 de largo x 80 de alto, motor de 400 onzas x pulgada de torque
- Motor reversible de 1/20 de H.P



MESA DE INCLINACIÓN ELÉCTRICA

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx