



MESA DE INCLINACIÓN MANUAL

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo la MESA DE INCLINACIÓN MANUAL MARCA MEDICAL SIMULATOR que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Fabricada en perfil tubular de 1 ¼ calibre 16, acabado en pintura electrostática horneada, acojinada con relleno de hule espuma aglomerado de 2.55 cm de espesor.
- Inclinação de 0 a 90 grados, ajuste manual de posición vertical a horizontal
- Sistema de inclinación a través de pistón neumático, construida con acero, pintura epoxica, repisa, descansa pies. Vinil grado 2 de gran durabilidad, con soporte inferior de apoyo de 36x45 cm
- Dos ruedas para fácil desplazamiento con freno de máxima seguridad y tres cinturones de seguridad
- Medidas: Largo 1.99 mts x 71.5 cm de ancho. Largo total 1.99 mts. x 80 cm de ancho total. Altura total de 81.28 cm



MESA DE INCLINACIÓN MANUAL

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx