



MESA DE TRACCIÓN LUMBAR CERVICAL MANUAL

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo MESA DE TRACCIÓN LUMBAR CERVICAL MANUAL que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes

- Superficie de 2 secciones 65 x 77 cm / 65 x 122 cm de largo
- Tracción cervical y tracción lumbar por medio de una manivela
- Báscula digital de 0 a 300 kg
- Timer análogo 0 a 60 min
- Longitud de tracción de 17 cm
- Elevación de la cubierta hidráulica con un rango de 65 a 90 cm
- Arnés para pecho fijo
- Arnés de cintura para cadera
- Arnés cervical
- Cubierta con espuma de poliuretano con retardante anti- flama 5 cm
- Banco para elevación de las piernas
- Estructura recubierta color blanco (pintura electrostática)



MESA DE TRACCIÓN LUMBAR CERVICAL MANUAL

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx