



MESA DE TRATAMIENTO BAJA SIN COLCHÓN

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo la MESA DE TRATAMIENTO BAJA SIN COLCHÓN MARCA TSM que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Tapicería de nylon reforzada.
- Tratamiento retardante al fuego.
- Colchón antibacteriano de 5 cm de ancho para promover una superficie cómoda.
- Recubrimiento plástico que protege la mesa de posibles daños causados por golpes.
- Capacidad máxima de carga de 227 Kg.
- Superficie de 213 cm x 122cm.
- Ocupa sólo 18cm cuando es almacenada contra la pared.
- Altura fija de 51cm.
- Cuenta con un ahorrador de espacio (plegable a la pared) que deja libre el espacio en el suelo.



MESA DE TRATAMIENTO BAJA SIN COLCHÓN

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx