



MESA DE TRATAMIENTO DOS ENTREPAÑOS

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo la MESA DE TRATAMIENTO DOS ENTREPAÑOS MARCA TSM que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Mesa de tratamiento con dos entrepaños, fabricada con madera de pino de primera calidad con bordes boleados para evitar esquinas, triple capa de barniz color natural para garantizar su durabilidad, colchón de poliuretano de 5 cms y densidad de 24 kgs.
- Forrada en vinil lavable de alta calidad, en el color de su preferencia.
- Dimensiones: 185 cms de largo x 61 cms de ancho x 80 cms de alto.



MESA DE TRATAMIENTO DOS ENTREPAÑOS

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx