



MESA DE TRATAMIENTO SENCILLA

SIMULADORES MÉDICOS MET presenta MESA DE TRATAMIENTO, que es utilizada para la evaluación del musculo esquelético y tratamiento adecuado

- Mesa de tratamiento que es utilizada para la evaluación del musculo esquelético y tratamiento adecuado; auxiliar para terapias de cuerpo completo, de estructura inmóvil y resistente.
- Diseñada como complemento para la rehabilitación terapéutica probada para ofrecer una superficie de trabajo durable y comfortable.
- Fabricada en madera de pino de alta calidad
- Barnizada en color natural
- Colchón de poliuretano de alta densidad
- Medidas: 185 cm de largo x 65 cm de ancho x 80 cm de altura
- Tapizada en vinil lavable de alta calidad
- Diseñada terapéuticamente y aprobada para ofrecer una superficie de trabajo durable y comfortable
- Colchón en 5 y 10 cm de groso



MESA DE TRATAMIENTO SENCILLA

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx