



MESA PEDIÁTRICA CLASE GC

Tienda de Equipo Médico presenta MESA PEDIÁTRICA CLASE GC que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Fabricada con lámina de acero recubierta con pintura horneada termoendurecible.
- Colchón confortable liso y antibacterial.
- Dos puertas y tres cajones laterales combinables con el bastidor acojinado.
- Con cenefa.
- Piecera que brinda posiciones de 270° a 180° en forma manual a través de cremallera.
- Infantómetro con estadímetro graduado de 10 a 90 cm, con topes acrílicos deslizables.
- Niveladores que permiten dar estabilidad en superficies irregulares.



MESA PEDIÁTRICA CLASE GC

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx