



MESA UNIVERSAL 2K CLASE T

Tienda de Equipo Médico presenta MESA UNIVERSAL 2K CLASE T que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Sólida construcción de acero para una gran demanda de trabajo.
- Recubrimiento texturizado de gran desempeño contra los golpes y la oxidación
- Amplio y práctico entrepaño.
- Estribos con pierneras plásticas con sistema de múltiples posiciones con liberación levanta y jala
- Respaldo de alta densidad con ajuste continuo 0° a por palancas laterales.
- Asiento con basculación pélvica de 7°.
- Piecera con alineación perfecta con su novedoso sistema retráctil.
- Peso aprox: 69 kg
- Bandeja de tratamiento plástica de 1.5 litros.
- Banqueta extraíble con el pie.
- Porta rollo de papel en el respaldo.
- Capacidad segura de: 225 kg.
- Nivelación en cuatro puntos.



MESA UNIVERSAL 2K CLASE T

