



Código: MET-CS6232



MODELO AVANZADO DE ENTRENAMIENTO MEDICO DESPLAZAMIENTO DE ABDOMEN, PERCUSION Y PUNTURA

MODELO AVANZADO DE ENTRENAMIENT- TO MEDICO DESPLAZAMIENTO DE AB- DOMEN, PERCUSION Y PUNTURA

TIENDA DE EQUIPO MEDICO lanza en el mercado el MODELO AVANZADO DE ENTRENAMIENTO MEDICO DESPLAZAMIENTO DE ABDOMEN, PERCUSION Y PUNTURA CODIGO. MET-CS6232 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

Material piel sintética

Apariencia natural

Textura realista

Marcas anatómicas claras

Incluyen el borde inferior del arco costal, xifoides, espina iliaca antero-superior, cresta iliaca, etc.

Intercambiables entre la posición lateral izquierda y derecha para el desplazamiento de percusión abdominal embotamiento

Punción abdominal se puede practicar cuando el modelo se encuentra en posición de inclinación o la posición el lateral izquierdo.

Punción éxito se sentirá información realista, permitirá extraer seroperitoneum

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx