



MODELO AVANZADO DE INTUBACIÓN ELECTRÓNICO

SIMULADORES MÉDICOS MET lanza en el mercado el MODELO AVANZADO DE INTUBACIÓN ELECTRÓNICO CÓDIGO. MET-FA5003 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Entrenamiento y demostración de intubación de la cavidad Oral y nasal
- Operación correcta, inyección de sonido y expansión cardíaca
- La operación incorrecta, la expansión del estómago o el laringoscopio que comprime los dientes activarán el aviso.
- Examen de la respuesta de las pupilas: normal y midriasis



MODELO AVANZADO DE INTUBACIÓN ELECTRÓNICO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx