



MODELO AVANZADO DE VÍAS AÉREAS

SIMULADORES MÉDICOS MET lanza en el mercado el MODELO AVANZADO DE VÍAS AÉREAS CÓDIGO. MET-FA6251 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

Simula un paciente no anestesiado para practicar la intubación, la ventilación y la succión.

Cuenta con características anatómicas realistas y marcas anatómicas como: dientes, lengua, faringe oral y nasal, laringe, epiglotis, aritenoides, cuerdas vocales falsas y verdaderas, tráquea, pulmones bifurcados en forma de una sola pieza resistente y duradera, esófago y estómago.

Permite la práctica y gestión de:

- Intubación oral, digital y nasal, endotraqueal, obturador esofágico, faringotraqueal, máscara laríngea y esófago-gástrica.
- Técnicas de succión y el inflado del brazalete.
- Práctica de la maniobra de Sellick: al aplicar presión sobre el cartílago cricoides la posición de la tráquea cambia cerrando el esófago.



MODELO AVANZADO DE VÍAS AÉREAS

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx