



MODELO DE DRENAJE DE CAVIDAD TORACICA

Tienda de Equipo Médico presenta MODELO DE DRENAJE DE CAVIDAD TORACICA que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Puedes hacer entrenamiento repetido, hasta que esta habilidad médica esté completamente dominada. Este modelo médico es perfecto para la formación y docencia, los hospitales, la Facultad de Medicina, el Centro de Investigación, etc. lo necesitan, etc.
- Utiliza un polímero de PVC y material de gel de sílice, y se siente el tacto súper simulado, sin productos químicos irritantes, la textura es suave y el tacto es real.
- Puede realizar drenaje cerrado de neumotórax y tórax líquido después de un trauma torácico y enfermería postoperatoria del tubo de drenaje. El tórax izquierdo puede ser utilizado para ejercicios de descompresión por punción de neumotórax y drenaje por intubación torácica líquida.
- El tórax derecho tiene dos ventanas que muestran la anatomía de cada capa del tórax. El color, el volumen y la viscosidad del drenaje torácico se pueden ajustar.



MODELO DE DRENAJE DE CAVIDAD TORACICA

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx