




MEDICAL
TECHNOLOGY

MODELO DE ENTRENAMIENTO DE PUNCION LUMBAR

Tienda de Equipo Médico presenta MODELO DE ENTRENAMIENTO DE PUNCION LUMBAR que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

1. Aspecto realista, textura realista, posición lateral
3. Estructura precisa de la cintura y puntos de referencia obvios
4. Las operaciones que se pueden realizar: anestesia lumbar, punción lumbar, bloqueo epidural, bloqueo del nervio caudal, bloqueo del nervio sacro, simpático lumbar bloqueo nervioso
5. Experiencia de punción realista: cuando la aguja de punción alcanza el ligamento amarillo simulado, la resistencia aumenta y hay una sensación de dureza. Cuando la aguja de punción atraviesa el ligamento amarillo, hay una sensación obvia de vacío, significa que ingresa al espacio epidural y tiene presión negativa, se inyecta líquido para simular la anestesia epidural. Si se continúa insertando la aguja, se perforará el endorhaquis y la membrana aracnoidea, y aparecerá la segunda sensación de vacío, es decir, entra al espacio subaracnoideo, habrá salida de líquido cefalorraquídeo simulado.



MEDICAL
TECHNOLOGY

MODELO DE ENTRENAMIENTO DE PUNCION LUMBAR

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx