



MODELO DE EXAMEN RECTAL HOMBRE PALPACION DE LA PROSTATA

Tienda de Equipo Médico presenta MODELO DE EXAMEN RECTAL HOMBRE PALPACION DE LA PROSTATA que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

1. Palpación de la próstata:

1) Próstata normal: forma castaña, diámetro transversal 4 cm, diámetro vertical 3 cm, diámetro anteroposterior 2 cm. Hay un surco longitudinal poco profundo en el medio de la parte posterior del cuerpo prostático, el surco prostático.

2) Hiperplasia prostática benigna: hiperplasia de primer grado de la próstata, agrandamiento de la próstata, del tamaño de un huevo simulado, la parte posterior de la próstata es plana y el surco medio se vuelve poco profundo.

3) Hiperplasia prostática benigna: hiperplasia prostática de segundo grado, próstata moderadamente agrandada, del tamaño de un huevo de pato simulado y desaparición del surco prostático medio.

4) Hiperplasia prostática benigna: hiperplasia prostática de tercer grado, próstata muy agrandada, superficie regular, textura dura, que imita el tamaño de un huevo de ganso y no se puede tocar la parte inferior de la próstata

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx



MODELO DE EXAMEN RECTAL HOMBRE PALPACION DE LA PROSTATA