



## MODELO DE HABILIDAD DE ANUDADO PROFUNDO

Tienda de Equipo Médico presenta MODELO DE HABILIDAD DE ANUDADO PROFUNDO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

1. Hecho de material transparente, consta de cinco cilindros de diferentes tamaños
2. Métodos de anudado: nudo con una sola mano, nudo con ambas manos, nudo del dispositivo
3. Tipos de anudado: nudo simple, nudo cuadrado, nudo triplicado, nudo quirúrgico, nudo corredizo, etc. .
4. Simulación de diversas circunstancias.



## MODELO DE HABILIDAD DE ANUDADO PROFUNDO

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)