



MODELO DE IMPLANTE CON INCRUSTACIONES TIPO INLAY, RESTAURACIÓN TIPO ONLAY, PUENTE, PATOLOGÍAS E IMPLANTACIONES

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo el MODELO DE IMPLANTE CON INCRUSTACIONES TIPO INLAY, RESTAURACIÓN TIPO ONLAY, PUENTE, PATOLOGÍAS E IMPLANTACIONES MARCA TSM que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- El agujero mentoniano y la línea milohioideo se reproducen de forma realística, esto permite una práctica "clínica cerrada"
- El canal mandibular se duplica en el interior del hueso de la mandíbula, cosa que le permite practicar teniendo en cuenta la dirección y la profundidad de inserción del implante
- Una banda de color rojo de en el canal mandibular se puede quitar para comprobar cualquier daño que haya sido causado por la inserción del implante
- Diente #44 se puede retirar para comprobar si hay algún daño en la raíz después del entrenamiento
- Socket de remplazo permite repetidas prácticas



MODELO DE IMPLANTE
CON INCRUSTACIONES
TIPO INLAY,
RESTAURACIÓN TIPO
ONLAY, PUENTE,
PATOLOGÍAS E
IMPLANTACIONES