



MODELO DE IMPLANTE Y RESTAURACIÓN

Tienda de Simuladores Médicos ingresa a nuestras filas el MODELO DE IMPLANTE Y RESTAURACIÓN MARCA MEDICAL SIMULATOR, un equipo para entrenamiento médico, que tiene la mejor calidad por sus materiales premium.

- 9 restauraciones diferentes que se muestran en un modelo de maxilar superior (consulte los detalles a continuación)
- Todas las restauraciones son totalmente desmontables
- La ventana transparente en el área gingival # 22 muestra la estructura de un implante
- Viene con un panel de exhibición que indica todas las restauraciones
- El número de diente indicado anteriormente sigue el sistema de numeración de dientes
- Las restauraciones dentales de este producto son modelos de réplica y difieren en color y material de restauraciones reales hechas en laboratorio



MODELO DE IMPLANTE Y RESTAURACIÓN