



MODELO DE IMPLANTE Y RESTAURACIÓN

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo el MODELO DE IMPLANTE Y RESTAURACIÓN MARCA TSM que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- La base de la mandíbula inferior de acrílico transparente permite ver los implantes.
- Cuatro implantes genéricos con sobredentadura inferior removible mediante conexión de clip de bola y junta tórica.
- Buen modelo para la enseñanza, la demostración y la educación en clase.



MODELO DE IMPLANTE Y RESTAURACIÓN

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx