



MODELO DE INTUBACIÓN AVANZADO

SIMULADORES MÉDICOS MET lanza en el mercado el MODELO DE INTUBACIÓN AVANZADO CÓDIGO. MET-FA5050 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Consiste en una cabeza humana y el cuello estándar con visual tráquea, esófago, pulmón y estómago.
- Combinación de funcionamiento práctico y basado en el estándar de audio-visual humano estructura anatómica.
- Observable proceso mientras que la práctica de la cavidad oral, la intubación cavidad nasal, un funcionamiento correcto va a inflar los pulmones y la inyección de aire en el tubo de aire bolsa de aire que fijar el tubo.
- Intubación operación incorrecta causará alarma tubo insertado en el esófago que es observable y triggering, el estómago también se infla.
- Incorrecta operación también causará diente presionado por el laringoscopio intubación y disparo de alarma electrónica.



MODELO DE INTUBACIÓN AVANZADO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx