



MODELO DE INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL NEONATAL

SIMULADORES MÉDICOS MET lanza en el mercado el MODELO DE INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL NEONATAL CÓDIGO. MET-FA6248 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

El modelo es un niño recién nacido, realista como la cabeza, la boca, la faringe, la laringe en una línea recta, sosteniendo el laringoscopio insertado en la boca, puede exponer el Lengua, dientes, uvula, epiglotis, glotis y otras estructuras anatómicas. Puede ser operado por intubación endotraqueal oral. Puede comprobar si se inserta en la traquea soplando.



MODELO DE INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL NEONATAL

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx