



MODELO DE INTUBACIÓN INFANTIL

SIMULADORES MÉDICOS MET lanza en el mercado el SMODELO DE INTUBACIÓN INFANTIL CÓDIGO. MET-FA6247 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Material piel sintética
- Modelo de intubación básico solo cabeza
- Estructura anatómica realista, incluir la lengua, faringe, orofaringe, la epiglotis, cuerdas vocales y la tráquea
- Intubación a través de la cavidad oral / nasal
- Elevación de la cabeza para abrir la vía de aire
- Sistema para soplar para hinchar los pulmones o el estómago para verificar la posición de entubación



MODELO DE INTUBACIÓN INFANTIL

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx