

## MODELO DE INYECCION INTRA CAR- DIACA PERICARDIAL

TIENDA DE EQUIPO MEDICO lanza en el mercado el MODELO DE INYECCION INTRA CARDIACA PERICARDIAL CODIGO. MET-CS6234 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- El modelo se encuentra en la inclinación clinostatism con textura realista
- Precisa estructura anatómica: esternón, apófisis xifoideas, costillas, espacio intercostal, etc.
- La formación en el área de la punción pericárdica e inferior a la unión del apéndice xifoideos y el 7 costicartilage está disponible, cuando la aguja de punción entra cavidad pericárdica, no hay líquido que sale

Código: MET-CS6234