



MODELO DENTAL DE PRÁCTICA DE ENDODONCIA

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo el MODELO DENTAL DE PRÁCTICA DE ENDODONCIA MARCA TSM que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Juego de canal Dental de resina, endodoncia, modelo de operación de práctica de estudio para estudiantes con molde Dental de Canal radicular de color.
- Para trabajar en mano las distintas etapas del tratamiento endodóntico.
- La cámara de pulpa y el conducto radicular están teñidos de rojo
- Las paredes pulpales están teñidas de rojo para permitir una fácil visión de las condiciones de preparación, como durante el aumento del conducto radicular
- Puedes practicar la apertura de la cámara de pulpa, el acople de la presa de Goma, el aumento del canal radicular y el llenado del conducto radicular
- Endoscopio bloque diente modelo conducto radicular



MODELO DENTAL
DE PRÁCTICA
DE ENDODONCIA

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx