



MODELO DENTAL DE PRÁCTICA DE ENDODONCIA

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo el MODELO DENTAL DE PRÁCTICA DE ENDODONCIA MARCA TSM que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Kit 4 dientes modelo con conductos radiculares, apropiados para modelos dentales, con raíz transparente y corona color márfil y conductos radiculares huecos teñidos de rojo
- apropiados para radiografías
- Con conductos radiculares teñidos de rojo.
- Con raíz transparente y corona color márfil.
- Para ejercicios del tratamiento del conducto radicular.
- Disponible: Maxilar 21 y 26.
- De material duroplástico



MODELO DENTAL DE PRÁCTICA DE ENDODONCIA

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx