



MODELO DENTAL DE TRATAMIENTO DE ORTODONCIA

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo el MODELO DENTAL DE TRATAMIENTO DE ORTODONCIA MARCA TSM que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Modelo dental para la realización de ejercicios de inclusión de brackets
- 24 dientes y 4 tornillos
- Incluye oclisor
- Fabricado en plástico duro
- Medidas: 7 cm ancho x 5,8 cm alto
- De color transparente para poder visualizar correctamente las raíces dentales



MODELO DENTAL
DE TRATAMIENTO
DE ORTODONCIA

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx