

TSE



MODELO DENTAL PRACTICO SIMUS LIFTT

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo el MODELO DENTAL PRACTICO SIMUS LIFTT MARCA TSM que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Modelo de maxilar para práctica de levantamiento de seno
- El espesor del hueso del área posterior es de 3mm en el lado izquierdo y 9mm en el lado derecho para la ventana lateral y práctica de método osteotoma
- La membrana Schneiderian está hecha de material delgado



MODELO DENTAL PRACTICO SIMUS LIFTT

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx