



MUÑECO DE RCP ADULTO 5 PZ

SIMULADORES MEDICOS MET lanza en el mercado el MUÑECO DE RCP ADULTO 5 PZ, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

El diseño integral permite practicar la maniobra de Heimlich y los empujes abdominales, así como la RCP y la respiración boca a boca. Las marcas anatómicas realistas (la manzana de Adán, las arterias carótidas, el ombligo, la caja torácica, la muesca en el pecho) facilitan el aprendizaje de la colocación correcta de las manos para controlar el pulso, realizar compresiones torácicas y mucho más.

- Compresión audible "clicker" para asegurar una técnica adecuada.
- Los cabezales de fácil limpieza son aptos para lavavajillas y se pueden desinfectar fácilmente. Las bolsas de pulmón son reemplazables.