



Código: BB-5N

MUÑECO DE RCP BABY BUDDY 5 PZ

MUÑECO DE RCP BABY BUDDY 5 PZ

SIMULADORES MEDICOS MET lanza en el mercado el MUÑECO DE RCP BABY BUDDY 5 PZ CODIGO. BB-5N MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Maniquí infantil de cuerpo completo con puntos de referencia adecuados para practicar de manera realista las técnicas de RCP
 - Sistema sanitario de protección bucal / bucal de una sola pieza
 - Bolsas desechables de bajo costo para el pulmón y la boca
 - La bolsa de pulmón / boca se instala fácilmente (herramienta incluida)
 - Cofre extraíble para una fácil instalación de bolsa de pulmón / boca
 - Aumento del cofre visible cuando está ventilado
- Bolsas de transporte resistentes incluidas con paquete de 5 y paquete de 10