



NEW AGE - POCKET PHYSIO PRO

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo NEW AGE - POCKET PHYSIO PRO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Alimentación: batería recargable, alimentación 230V
- se puede conectar con batería o a la red eléctrica
- Forma de onda: TENS, ionoforesis
- Canales de salida: 2 independientes
- Programas: 34 preconfigurados + 4 libres
- Intensidad (mA): 0 - 120
- Frecuencia (Hz): 1 - 160
- Emisión: continua/modulada
- Duración del impulso (μ s): 50 - 1s

Programas:

- Dolores agudos y crónicos
- Esguinces
- Contracturas
- Dolor de rodilla
- Dolor cervical
- Contusiones
- Lumbago
- Síndrome del túnel carpiano
- Ionoforesis para dolores



NEW AGE - POCKET PHYSIO PRO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx