

PIERNA DE BEBE PARA VENO PUNCION

MEDICAL TECHNOLOGY lanza en el mercado el PIERNA DE BEBE PARA VENO PUNCION CODIGO.MET-PS34OS MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

Simula la pierna derecha del bebé y diseña el esqueleto, la piel, el músculo y los vasos sanguíneos de acuerdo con las características anatómicas de la pierna del bebé. El modelo es de tamaño real.

Características:

1. Hay una sensación clara cuando la aguja penetra en la vena. Y el flash de la sangre indica una inserción adecuada.
2. Proporciona entrenamiento de venipuntura en El Paso, gran venipuntura safenosa, pequeña venipuntura safenosa y punción en el talón.

Código: MET-PS34OS