




PLANTOSCOPIO CROMADO LUZ BLANCA

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo PLANTOSCOPIO CROMADO LUZ BLANCA que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Soporte: 120 kg.
- Estructura de tubo cuadrado cal. 18
- Acabado pintura horneada
- Cubierta de vidrio de 9 mm de espesor
- Espejo en la parte inferior con varilla que le permite hacer movimientos hacia atrás y al frente
- Componentes eléctricos que le permiten alumbrar la planta del pie.



PLANTOSCOPIO CROMADO LUZ BLANCA

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx