



POLEAS DE PARED SENCILLAS

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo las POLEAS DE PARED SENCILLAS MARCA TSM que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Resistencia modificable a través de un pasador que fija el peso deseado.
- Poleas simples igual a las dobles pero con un solo tirador y contrapeso para ejercicio.
- Fabricada en acero y terminación epoxi
- Color cromo y madera, barnizada al natural
- Cuenta con jaladeras acojinadas y con discos de:
- Sencilla: 2 ½ kg, 4 de 1 kg
- Dobles: 4 ½ kg, 8 de 1 kg



POLEAS DE PARED SENCILLAS

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx