



## REGULADOR PICCOLO CON FLUOMANÓMETRO Y YUGO

Tienda de Equipo Médico presenta REGULADOR PICCOLO CON FLUOMANÓMETRO Y YUGO que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

Regulador medicinal piccolo con yugo y fluomanómetro para oxígeno (o<sub>2</sub>) entrada americana cga 870 lateral, conexión de salida r 9/16 x 18, presión de prueba >180 kg/cm<sup>2</sup> (nitrógeno), presión de trabajo 0-180 kg/cm<sup>2</sup>, salida de flujo ajustable 0-15 lt / min, válvula de seguridad pre calibrada 6 kg/cm<sup>2</sup>, cuerpo fabricado en barra de latón cubierto con níquel >40 y acabado en cromo, campana elaborada por inyección de zamak cromado con inserto reemplazable, partes fabricadas en barra de latón, asiento de neopreno vulcanizado, manómetro entrada : 2" 0-275 kg/cm<sup>2</sup>, fluomanómetro salida: 2" 0-15 lt/min. No incluye humedecedor y frasco



## REGULADOR PICCOLO CON FLUOMANÓMETRO Y YUGO

CDMX 55 89 14 32 00  
[info@medicaltechnology.com.mx](mailto:info@medicaltechnology.com.mx)