



SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes

- Diseñada con brazos fijos acojinados y descansa pies ajustable en múltiples posiciones mediante tornillos sin fi, versión de calidad a un bajo costo con respaldo plegable y descansa pies desmontables que la hacen mas compacta para trasladarla o almacenarla
- Sistema plegable con ajuste de perilla atornillable para mayor seguridad.
- Reflectantes en los rayos para mayor seguridad del usuario.
- Aro motriz metálico de acero al carbóno con recubrimiento epóxico.
- Lámina lateral de protección de acero esmaltado.
- Respaldo plegable.
- Ruedas delanteras de 8"



SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE