



SILLA DE RUEDAS ESMALTADA NEUMÁTICA

SIMULADORES MÉDICOS MET añade a su catálogo SILLA DE RUEDAS ESMALTADA NEUMÁTICA que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Silla de ruedas fabricada en acero de alta resistencia
- Plegable
- Esmaltada color negro.
- Respaldo y asiento en loneta color negro hecho con retardante al fuego.
- Descansa pies fijos.
- Descansabrazos fijos acojinados tipo gota.
- Ruedas de cañuela con rin tipo bicicleta.
- Frenos laterales y en manubrio.
- Soporte para pantorrillas reposapie de aluminio laterales en plástico y cuenta con cinturón de seguridad.



SILLA DE RUEDAS ESMALTADA NEUMÁTICA

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx