



SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO TOTALMENTE FUNCIONAL DE VENO FUNCIONES

TIENDA DE EQUIPO MEDICO lanza en el mercado el SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO TOTALMENTE FUNCIONAL DE VENO FUNCIONES CODIGO. MET-CS6240 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

Material piel sintética

Puntos de referencia anatómicos claros, entre ellos: la clavícula, esternocleidomastoideo, la fosa supra esternal, ombligo, Grion, ligamento inguinal, pplsos de la carótida y la arteria femoral se electoronicallly simuladas.

Punción yugular, punción vena subclavia, punción yugular externa, femoral punción venosa podrían ser practicadas, la ausencia de resistencia vendría al pinchar con éxito, y la sangre simulada podrían sacan.

Código: MET-CS6240



SIMULADOR DE
ENTRENAMIENTO
TOTALMENTE
FUNCIONAL DE
VENO FUNCIONES

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx