



SIMULADOR DE PARTO MANUAL

SIMULADORES MÉDICOS MET lanza en el mercado el SIMULADOR DE PARTO MANUAL CÓDIGO. MET-NS6612 MARCA MEDICAL SIMULATOR, que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Material piel sintética.
- Simulador de parto manual.
- La simulación de diversas situaciones de parto: el nacimiento de cabeza, parto de nalgas, cordón alrededor del cuello, placenta previa, etc.
- Cuello uterino realista.
- Anteparto Cérvix El cambio y la relación del canal de parto Modelos (6 PC), se pueden instalar en el simulador para el entrenamiento.
- Medición de la descendente fetal, cuello uterino expansión.



SIMULADOR DE PARTO MANUAL

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx