



SIMULADOR DENTAL ELECTRÓNICO CON PHANOM

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo el SIMULADOR DENTAL ELECTRÓNICO CON PHANOM MARCA TSM que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

Accesorios:

- Luz de operación sin sombras frías 1set
- Importar HP 1set de alta velocidad
- Fuerte sistema de succión 1set
- Sistema de purificación de agua 1set
- Sistema de recolección de agua 1set
- Movimiento de avance y retroceso con motor de 24V 1set
- Cabeza fantasma con hombro 1set
- Monitor (OPCIONAL)

Datos técnicos

- Fuente de alimentación: 220V/110V 50/GOH
- Presión de aire: 0.55Mpa 50L/min
- Presión agua: 0,2Mpa-0 AMpa 310L/min
- Ángulo de cabeceo de la ducha: 0 --90°
- Altura: 600mm-750mm



SIMULADOR DENTAL ELECTRÓNICO CON PHANOM

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx