



SIMULADOR PARTO ELECTRÓNICO

SIMULADORES MÉDICOS MET lanza en el mercado SIMULADOR PARTO ELECTRÓNICO que tiene las mejores características que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Torso femenino de tamaño natural
- Dispositivo mecánico para simular parto (expulsor servocontrolado).
- Tapa de abdomen extraíble, c/pequeño parlante incrustado que permite monitorear el pulso del feto.
- Almohadilla inflable para practicar la maniobra de Leopold.
- Feto articulado.
- Es posible medir el descenso y la dilatación cervical.
- Habilitación parto distócico con signo de cabeza de tortuga.



SIMULADOR PARTO ELECTRÓNICO

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx