



SISTEMA HEMOCUE GLUCOSE 201 RT

Tienda de Simuladores Médicos añade a su catálogo SISTEMA HEMOCUE GLUCOSE 201 RT que uno de sus principales objetivos es desarrollar a los estudiantes en técnicas clínicas.

- Analizador HemoCue Glucose 201 RT para medir la concentración de Glucosa en sangre total.
- Medición total de glucosa mediante fotometría
- Utilizado en el cribado, seguimiento y diagnóstico de diabetes mellitus.
- Monitorización precisa para un mejor control glucémico.
- Reduce los márgenes de error y los riesgos de infección.
- Microcubetas envueltas individualmente para minimizar la contaminación y maximizar la vida útil.
- Sin variación clínicamente significativa de un lote a otro.
- Calibración fija del analizador, significa que no es necesario recalibrar.
- Ofrece conveniencia y flexibilidad.
- Sistema portátil que funciona con baterías con almacenamiento de microcubetas a temperatura ambiente.



SISTEMA HEMOCUE GLUCOSE 201 RT

CDMX 55 89 14 32 00
info@medicaltechnology.com.mx