



MEDICAL
TECHNOLOGY
SISTEMA HEMOCUE HBA1C

Tienda de Simuladores Médicos presenta SISTEMA HEMOCUE HBA1C que innova en el mercado presentando características muy importantes que se adaptan a las necesidades de los pacientes.

- Sistema portátil, rápido, sencillo y fiable para las pruebas de hemoglobina A1c completamente automatizada que ofrece resultados fiables de forma inmediata para un cuidado eficaz de la diabetes.
- La hemoglobina A1c (HbA1c) es una forma glucosilada de Hb analizada principalmente para identificar la cantidad media de glucosa (azúcar) presente en la sangre de los pacientes durante los últimos tres meses. Las pruebas de glucemia son una parte importante del cuidado de la diabetes y son necesarias para millones de pacientes diabéticos.
- HemoCue® HbA1c 501 ofrece información útil para el control de la diabetes. Como profesional sanitario, le ayuda a identificar los niveles de glucosa y hacer un seguimiento del efecto de la medicación de la diabetes, así como evaluar el buen funcionamiento general del tratamiento para sus pacientes.
- Volumen de muestra: 4uL de sangre total.
- Tiempo de resultados: 5 minutos.
- Interfaz: Impresora, PC y lector de código de barras.
- Poder: 9 V CC / 1.5 A.
- Calibración: Calibrado de fábrica y trazable según la IFCC y el NGSP/DCCT. CDMX 55 89 14 32 00

info@medicaltechnology.com.mx



**SISTEMA HEMOCUE
HBA1C**